

Jak zjistit správnou velikost

SILIKONOVÉHO KLOBOUČKU

Velikost kloboučku

Průměr bradavky

S



<12mm

M




<12-16mm

L




>16mm



Přeměřte si průměr **každé** Vaší bradavky a vyberte si tak správnou velikost silikonového kloboučku.

1

Vystříhněte kroužky a přiložte je k bradavce.



Průměr bradavky


Základna bradavky

2

Podle nejmenšího kroužku, do kterého se bradavka ještě vejde, určíte velikost kloboučku.

Příklad:

Bradavka má průměr **14mm**
→ velikost kloboučku je M



Tento metr je vytvořený pro kloboučky od značky **MEDELA**. Pokud máte jinou značku kloboučku, velikost se může lišit.

www.slaskoukprvnimkruckum.cz